

Пинцеты для капсулорексиса

ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТРЕХШАРНИРНЫЕ




Capsulorhexis forceps

CROSS - ACTION, THREE HINGED

Плоская ручка
Flat handle

Ручка / Handle

Круглая ручка
Round handle



Рабочие части / Working part

Сталь
Steel

Титан
Titanium

Изогнутый по радиусу
Curved





Изогнутый под углом
Angled






Усиленные
Reinforced

Деликатные
Delicate

С насечкой
Serrated



Общая длина / Overall length



Рабочая часть: насечки на расстоянии 2.75 и 5.5 мм для контроля размера капсулорексиса

Working part: notches at a distance of 2.75 and 5.5 mm to control the size of capsulorhexis

Пинцеты для капсулорексиса

ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТРЕХШАРНИРНЫЕ

Capsulorhexis forceps

CROSS - ACTION, THREE HINGED

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 1.5 MM

INCISION SIZES 1.5 MM




РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ИЗОГНУТА ПО РАДИУСУ

CURVED WORKING PART

СТАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ / ТИТАНОВАЯ ПЛОСКАЯ РУЧКА

STAINLESS STEEL WORKING PART / TITANIUM FLAT HANDLE



Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 180

118 mm

TMF 160



УСИЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ

REINFORCED WORKING PART

Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1028

118 mm

TMF 1026



Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1038

118 mm

TMF 1036



ДЕЛИКАТНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ

DELICATE WORKING PART

Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 184

118 mm

TMF 164



РАБОЧИЕ ЧАСТИ С НАСЕЧКОЙ

SERRATED WORKING PART

Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 288

118 mm

TMF 268

Пинцеты для капсулорексиса

ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТРЕХШАРНИРНЫЕ

Capsulorhexis forceps

CROSS - ACTION, THREE HINGED

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 1.5 MM

INCISION SIZES 1.5 MM




РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ИЗОГНУТА ПОД УГЛОМ


ANGLED WORKING PART

СТАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ / ТИТАНОВАЯ ПЛОСКАЯ РУЧКА

STAINLESS STEEL WORKING PART / TITANIUM FLAT HANDLE




| Общая длина Length | Код инструмента Code |
|-----------------------|-------------------------|
| 112 mm | TMF 181 |
| 118 mm | TMF 161 |




УСИЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ
REINFORCED WORKING PART

| Общая длина Length | Код инструмента Code |
|-----------------------|-------------------------|
| 112 mm | TMF 1058 |
| 118 mm | TMF 1056 |




| Общая длина Length | Код инструмента Code |
|-----------------------|-------------------------|
| 112 mm | TMF 1068 |
| 118 mm | TMF 1066 |



ДЕЛИКАТНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ
DELICATE WORKING PART

| Общая длина Length | Код инструмента Code |
|-----------------------|-------------------------|
| 112 mm | TMF 185 |
| 118 mm | TMF 165 |



РАБОЧИЕ ЧАСТИ С НАСЕЧКОЙ
SERRATED WORKING PART

| Общая длина Length | Код инструмента Code |
|-----------------------|-------------------------|
| 112 mm | TMF 289 |
| 118 mm | TMF 269 |

Пинцеты для капсулорексиса

ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТРЕХШАРНИРНЫЕ

Capsulorhexis forceps

CROSS - ACTION, THREE HINGED

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 1.5 MM

INCISION SIZES 1.5 MM






РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ИЗОГНУТА ПО РАДИУСУ

CURVED WORKING PART

ТИТАНОВАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ / ТИТАНОВАЯ ПЛОСКАЯ РУЧКА

TITANIUM WORKING PART / TITANIUM FLAT HANDLE



УСИЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ
REINFORCED WORKING PART

Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 182

118 mm

TMF 162



ДЕЛИКАТНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ
DELICATE WORKING PART

Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 186

118 mm

TMF 166



РАБОЧИЕ ЧАСТИ С НАСЕЧКОЙ
SERRATED WORKING PART

Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 188

118 mm

TMF 168

Пинцеты для капсулорексиса

ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТРЕХШАРНИРНЫЕ

Capsulorhexis forceps

CROSS - ACTION, THREE HINGED

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 1.5 MM

INCISION SIZES 1.5 MM




РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ИЗОГНУТА ПОД УГЛОМ

ANGLED WORKING PART

ТИТАНОВАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ / ТИТАНОВАЯ ПЛОСКАЯ РУЧКА

TITANIUM WORKING PART / TITANIUM FLAT HANDLE



УСИЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ
REINFORCED WORKING PART

Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 183

118 mm

TMF 163



ДЕЛИКАТНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ
DELICATE WORKING PART

Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 187

118 mm

TMF 167



РАБОЧИЕ ЧАСТИ С НАСЕЧКОЙ
SERRATED WORKING PART

Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 189

118 mm

TMF 169

Пинцеты для капсулорексиса

ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТРЕХШАРНИРНЫЕ

Capsulorhexis forceps

CROSS - ACTION, THREE HINGED

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 1.5 MM

INCISION SIZES 1.5 MM




РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ИЗОГНУТА ПО РАДИУСУ

CURVED WORKING PART



СТАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ / ТИТАНОВАЯ КРУГЛАЯ РУЧКА
STAINLESS STEEL WORKING PART / TITANIUM ROUND HANDLE

ТИТАНОВАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ / ТИТАНОВАЯ КРУГЛАЯ РУЧКА
TITANIUM WORKING PART / TITANIUM ROUND HANDLE



УСИЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ

REINFORCED WORKING PART



Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1802

118 mm

TMF 1602

Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1822


118 mm

TMF 1622



ДЕЛИКАТНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ

DELICATE WORKING PART



Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1842

118 mm

TMF 1642

Общая длина
Length


Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1862



118 mm

TMF 1662



РАБОЧИЕ ЧАСТИ С НАСЕЧКОЙ

SERRATED WORKING PART



Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 2882

118 mm

TMF 2682

Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1882

118 mm

TMF 1682

Пинцеты для капсулорексиса

ПЕРЕКРЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ТРЕХШАРНИРНЫЕ

Capsulorhexis forceps

CROSS - ACTION, THREE HINGED

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 1.5 MM

INCISION SIZES 1.5 MM







РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ИЗОГНУТА ПОД УГЛОМ

ANGLED WORKING PART

СТАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ / ТИТАНОВАЯ КРУГЛАЯ РУЧКА
STAINLESS STEEL WORKING PART / TITANIUM ROUND HANDLE

ТИТАНОВАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ / ТИТАНОВАЯ КРУГЛАЯ РУЧКА
TITANIUM WORKING PART / TITANIUM ROUND HANDLE



УСИЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ

REINFORCED WORKING PART

Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1812

118 mm

TMF 1612

Общая длина
Length




Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1832

118 mm

TMF 1632



ДЕЛИКАТНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ

DELICATE WORKING PART

Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1852

118 mm

TMF 1652

Общая длина
Length



Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1872

118 mm

TMF 1672



РАБОЧИЕ ЧАСТИ С НАСЕЧКОЙ

SERRATED WORKING PART

Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 2892

118 mm

TMF 2692

Общая длина
Length

Код инструмента
Code

112 mm

TMF 1892

118 mm

TMF 1692

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА

UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS

TMF 111

TMF 112

TMF 113



Общая длина: 102 мм
Рабочая часть: длина 11 мм,
изогнутая по радиусу
Ручка: плоская, титановая, ширина 10 мм

Overall length: 102 mm, 4.0 inches
Working part: length 11 mm,
curved
Handle: flat, titanium, 10 mm wide


ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА

UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS

TMF 114

TMF 115

TMF 116



Общая длина: 102 мм
Рабочая часть: длина 11 мм,
изогнута под углом
Ручка: плоская, титановая, ширина 10 мм

Overall length: 102 mm, 4.0 inches
Working part: length 11 mm,
angled
Handle: flat, titanium, 10 mm wide



ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА

UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS

TMF 121

TMF 122

TMF 123



Общая длина: 105 мм
Рабочая часть: длина 12.6 мм,
изогнута под углом
Ручка: круглая, титановая, Ø7.5 мм

Overall length: 105 mm, 4.1 inches
Working part: length 12.6 mm,
angled
Handle: round, titanium, Ø7.5 mm


ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА

UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS

TMF 124

TMF 125

TMF 126



Общая длина: 105 мм
Рабочая часть: длина 12.6 мм,
изогнута по радиусу
Ручка: круглая, титановая, Ø7.5 мм

Overall length: 105 mm, 4.1 inches
Working part: length 12.6 mm,
curved
Handle: round, titanium, Ø7.5 mm

Пинцеты для капсулорексиса

Capsulorhexis forceps

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 2.5 MM


INCISION SIZES 2.5 MM



ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ТИПА УТРАТА

TMF 117

UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS




Общая длина: 102 мм
Рабочая часть: длина 11 мм,
изогнутая по радиусу
Ручка: плоская, стальная, ширина 10 мм

Overall length: 102 mm, 4.0 inches
Working part: length 11 mm,
curved
Handle: flat, stainless, 10 mm wide

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА

TMF 118

CAPSULORHEXIS FORCEPS





Общая длина: 102 мм
Рабочая часть: длина 12.6 мм,
изогнутая по радиусу
Ручка: плоская, стальная, ширина 10 мм

Overall length: 102 mm, 4.0 inches
Working part: length 12.6 mm,
curved
Handle: flat, stainless, 10 mm wide

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА

TMF 119

CAPSULORHEXIS FORCEPS





Общая длина: 107 мм
Рабочая часть: длина 12.6 мм,
изогнутая под углом
Ручка: круглая, стальная, Ø7.5 мм

Overall length: 107 mm, 4.2 inches
Working part: length 12.6 mm,
angled
Handle: round, stainless, Ø7.5 mm

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА

TMF 120

CAPSULORHEXIS FORCEPS



Общая длина: 107 мм
Рабочая часть: длина 12.6 мм,
изогнутая по радиусу
Ручка: круглая, стальная, Ø7.5 мм

Overall length: 107 mm, 4.2 inches
Working part: length 12.6 mm,
curved
Handle: round, stainless, Ø7.5 mm

Пинцеты для капсулорексиса

Capsulorhexis forceps

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 2.2 - 2.5 MM

INCISION SIZES 2.2 - 2.5 MM



ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА

TMF 127

CAPSULORHEXIS FORCEPS



Общая длина: 82 мм
Рабочая часть: длина 13.7 мм,
изогнутая под углом
Ручка: плоская, стальная, ширина 7.6 мм

Overall length: 82 mm, 3.2 inches
Working part: length 13.7 mm,
angled
Handle: flat, stainless, 7.6 mm wide

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА

TMF 128

CAPSULORHEXIS FORCEPS



Общая длина: 82 мм
Рабочая часть: длина 13.7 мм,
изогнута по радиусу
Ручка: плоская, стальная, ширина 7.6 мм

Overall length: 82 mm, 3.2 inches
Working part: length 13.7 mm,
curved
Handle: flat, stainless, 7.6 mm wide

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА

TMF 129

CAPSULORHEXIS FORCEPS



Общая длина: 82 мм
Рабочая часть: длина 13.7 мм,
изогнута под углом
Ручка: плоская, титановая, ширина 7.6 мм

Overall length: 82 mm, 3.2 inches
Working part: length 13.7 mm,
angled
Handle: flat, titanium, 7.6 mm wide

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА

TMF 130

CAPSULORHEXIS FORCEPS



Общая длина: 82 мм
Рабочая часть: длина 13.7 мм,
изогнута по радиусу
Ручка: плоская, титановая, ширина 7.6 мм

Overall length: 82 mm, 3.2 inches
Working part: length 13.7 mm,
curved
Handle: flat, titanium, 7.6 mm wide

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ ПРИ ФЕМТОКАТАРАКТЕ

TMF 132

CAPSULOTOMY FORCEPS TO LIFT CAPSULE



Общая длина: 82 мм
Рабочая часть: изогнута под углом,
длина 13 мм для подъема капсулы
после отделения фемтосекундным лазером
Ручка: плоская, титановая, ширина 7.7 мм

Overall length: 82 mm, 3.2 inches
Working part: angled, length 13 mm for lifting
capsule after separation by femtosecond laser
Handle: flat, titanium, 7.6 mm wide

Микроинвазивные инструменты


СЪЕМНЫЙ НАКОНЕЧНИК

Microinvasive instruments

REMOVABLE TIP




ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПО КЕРШНЕРУ
KERSHNER CAPSULORHEXIS FORCEPS




23 Ga **TMV 101**
25 Ga **TMV 551**

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПО ИКЕДА
FINE-IKEDA CAPSULORHEXIS FORCEPS




23 Ga **TMV 102**
25 Ga **TMV 552**

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПО ИКЕДА
FINE-IKEDA CAPSULORHEXIS FORCEPS



23 Ga **TMV 103**
25 Ga **TMV 553**

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПО ШУХАЕВУ
SHUHAEV CAPSULORHEXIS FORCEPS




23 Ga **TMV 556**
25 Ga **TMV 557**

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 1 ММ

INCISION SIZES 1 MM




НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ
CAPSULOTOMY SCISSORS




23 Ga **TMV 243**

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ, ПРАВЫЕ
CAPSULOTOMY SCISSORS, RIGHT




23 Ga **TMV 244**

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ, ЛЕВЫЕ
CAPSULOTOMY SCISSORS, LEFT



23 Ga **TMV 245**

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ
CAPSULOTOMY SCISSORS



23 Ga **TMV 246**



РУЧКА ДЛЯ МИКРОИНСТРУМЕНТОВ

TVN011

HANDLE FOR MICRO TOOLS

Microinvasive instruments


MONOBLOCK

РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗОВ 1 ММ

INCISION SIZES 1 MM




ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПО КЕРШНЕРУ
KERSHNER CAPSULORHEXIS FORCEPS




23 Ga **TMF 140**

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПО ШУХАЕВУ
SHUHAEV CAPSULORHEXIS FORCEPS




23 Ga **TMF 141**

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ
CAPSULOTOMY SCISSORS




23 Ga **TMF 143**

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ, ПРАВЫЕ
CAPSULOTOMY SCISSORS, RIGHT




23 Ga **TMF 144**

ПИНЦЕТ ДЛЯ КАПСУЛОРЕКСИСА ПО ИКЕДА
FINE-IKEDA CAPSULORHEXIS FORCEPS




23 Ga **TMF 142**

"КРОКОДИЛ" ПИНЦЕТ
"CROCODILE" FORCEPS




23 Ga **TMF 147**

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ
CAPSULOTOMY SCISSORS



23 Ga **TMF 146**

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАПСУЛОТОМИИ, ЛЕВЫЕ
CAPSULOTOMY SCISSORS, LEFT



23 Ga **TMF 145**

